



Syneron Candela

kompletní řada produktů

Science. Results. Trust.

Syneron a Candela jsou globálními lídry na trhu estetických lékařských přístrojů.

Jsme jedna firma s dvěma výraznými značkami. Kombinujeme úroveň inovací, znalostí a porozumění zákazníkům lépe než jakákoliv jiná společnost v našem oboru.

Finanční stabilita, a to díky našim vyrovnaným zdrojům, umožňuje naší nové společnosti nabídnout zákazníkům nejširší produktové portfolio, nejlepší celosvětovou

servisní organizaci a rozsáhlou celosvětovou distribuční síť.

Společně jsme vnímavější k trhu víc než kdy dříve. Víme jak rychle inovovat bezpečné a účinné výrobky splňující požadavky uživatelů. Jsme ještě silnější v odhadu budoucích trendů na trhu v podpoře našich zákazníků a jejich pacientů. Díky novým připravovaným průlomovým technologiím máme v současné době ideální pozici pro udržení našeho celosvětového vedoucího postavení a pokračování pomoci pro růst vaší praxe.

SYNERON CANDELA
www.syneron-candela.com



MediCom a. s. • Ženíškova 1647 • 149 00 Praha 4
Tel.: 271 001 520 • markmed@medicom.cz • www.medicom.cz

Science. Results. Trust.

SYNERON CANDELA

* This brochure is not intended for use in the U.S. market.

© 2014. All rights reserved. Syneron, the Syneron logo, eIos and VelaShape are registered trademarks of Syneron Medical, Ltd. eIos Plus, CO2RE, eMax, eLight, eLaser, triniti, eMatrix, eTwo, ePrime, elure, Intelligent Feedback System, Energy-Based Dermal Remodeling System, Mottl, Sublative ID and Sublative Rejuvenation are trademarks of Syneron Medical, Ltd. and may be registered in certain jurisdictions. eIos (electro-optical synergy) is a proprietary technology of Syneron Medical. VelaShape is FDA cleared for temporary reduction of thighs circumference and temporary reduction in the appearance of cellulite. GentleYag, GentleLase, GentleMax, Vbeam, Alex Trivantage, Candela and the Candela logo are registered trademarks of Candela Corporation. Dynamic Cooling Device and (DCD) are trademarks. PB74316EN

Syneron Candela Portfolio

Estetické řešení pro obličej a tělo



NOVINKA! PicoWay – průlomová pikosekundová technologie

Dvě vlnové délky – vlnové délky 1064 nm & 532 nm v jednom laserovém systému pro léčbu nejširšího spektra pigmentových lézí a tetováží

Odstranění nejširší škály tetováže – 2 vlnové délky pro odstranění většiny tetovacích barev & typů, včetně laseru odolných tetováží

Odstranění dermálních a epidermálních pigmentových lézí – v případě potřeby umožňují velké průměry stop hluboký průnik do kůže

Nejvyšší špičkový výkon – pro účinné energie nejširší výběr velikostí stop

Nejkratší pikosekundové pulzy – o 40% kratší pikosekundové impulsy jsou efektivnější, nízká energie minimalizuje riziko vedlejších účinků



Série Gentle Pro – integrovaná platforma pro estetická ošetření

Rychlý a výkonný, duální vlnová délka, multi-spotová laserová platforma poskytuje účinné, flexibilní a bezpečné ošetření

Odstraňuje nežádoucí ochlupení, pigmentové, cévní léze a další jiné indikace pohodlně a účinně na všech fototypech

Výběr chladicích systémů: Chlazení vzduchem nebo DCD™ na bázi kryogenu pro komfortní a konzistentní epidermální ochranu

Volitelný upgrade systémů s jednou vlnovou délkou 1064 nm a 755 nm na systém se dvěma vlnovými délkami

20, 22 & 24 mm spoty jsou největší na trhu, umožňující kratší dobu ošetření a lepší komfort pacienta



CO₂RE™ – frakční vícerežimový CO₂ skin resurfacing

Prokázané výsledky pro skin resurfacing, vrásky a zmenšení jizev, tradiční ablace a menší kožní excize

Snadné přepínání mezi šesti režimy práce bez výměny koncovky nebo překalibrování systému

Unikátní Fusion mód ošetřuje najednou povrchové i hluboké vrstvy kůže, kombinuje výhody středního a hlubokého módu v jednom průchodu

NOVINKA! Opakovaně použitelné chirurgické a krátké frakční nástavce nevyžadují nákladný spotřební materiál



eTwo™ – kompletní omlazení obličeje

Originální frakční RF platforma – lehké, kompaktní stolní zařízení se dvěma aplikátory

Sublime™ využívá elōs technologii k remodelaci hluboké vrstvy kůže stimulací tvorby nového kolagenu

Sublative™ zvyšuje kolagen efektivním přenosem frakcionované tepelné energie do horní dermis s minimálním narušením epidermis

Rychlé ošetření – obvykle 20 až 40 minut v závislosti na velikosti ošetřované oblasti



eLase™ – rychlá, bezbolestná, účinná epilace

Nejrychlejší platforma diodového laseru – nabízí bezpečné a účinné ošetření nejrůznějších typů kůže a chloupků

Motif LHR™ epilace s vysokou frekvencí pulzů nižší energie na bízí rychlé a prakticky bezbolestné ošetření

Motif IR™ – bezpečnější, účinnější způsob ošetření povrchové struktury kůže a velikosti pórů pro celkové omlazení obličeje bez rekonvalescence



eLight™ – bezpečné a účinné IPL na principu elōs

eLight je cenově dostupné a všestranné kompletní řešení estetického ošetření obličeje

Zákazníkem specifikovaný a upgradovatelný – pět aplikátorů Vám umožní rozšířit nabídku estetických ošetření podle Vašich představ

Uspokojení požadavků pacienta – rychlé a intuitivní korekce barev a redukce vrásek

elure™ - Pokročilá technologie rozjasňující kůži



- Dosažení projasněného a barevně sjednoceného vzhledu pokožky za pouhý měsíc
- Obsahuje Melanozym™ – přirozeně se vyskytující formuli enzymu
- Unikátní patentované složení
- Rychlý, bezpečný a jemný
- Neobsahuje hydrochinon
- Klinicky ověřeno

Kompletní portfolio inovativních technologií pro estetická ošetření



Vbeam™ – nejlepší ve třídě pulzních barvivových laserů

Zlatý standard ošetření cév

Více publikovaných studií než u jakéhokoliv jiného estetického laseru na trhu

Určeno pro všechny věkové kategorie – ošetření kojenců, dětí a dospělých pacientů

Bezpečný a klinicky ověřený – dokonalý doplněk jakéhokoliv estetické praxe

Rozšiřující se estetické aplikace – redukuje modřiny vzniklé injektovatelnými prostředky a dalšími kosmetickými procedurami



Alex TriVantage® – pigmentové léze & odstranění tetováží

Zlatý standard léčby benigních dermálních a epidermálních pigmentových lézí

Unikátní patentovaná laserem čerpaná laserová koncovka nabízí ošetření vlnovou délkou 755, 532 a 1064 nm

Odstranění širokého spektra tetováží – žádná jiná platforma nanabízí odstranění tak široké škály barevných tetováží a dalších pigmentových lézí v různých hloubkách

Perfektním doplněk do jakéhokoliv estetické praxe



Profound™ – 1. přístroj tvořící všechny 3 základní stavební složky dermis

Vytváří elastin, kolagen a kyselinu hyaluronovou v hluboké dermis

Vytváří přirozený dermální objem

Přináší 100% odezvu spokojenosti pacienta

Ošetřuje kontury obličeje, čelisti, podbradku, vrásky a ochablou kůži.

Řízení teploty v reálném čase umožňuje nebývale precizní ošetření

Přináší předvídatelné výsledky s kompletní kontrolou hloubky, teploty a časování ošetření



elōs Plus™ – kompletní estetická platforma

Ucelená multiaplikační platforma, se **14** různými aplikátory pro širokou rostoucí oblast nejžádanějších klinických indikací

elōs Plus využívá elōs® technologii (kombinace optické energie s bipolární radiofrekvencí) s cílem dosáhnout bezpečné a účinné léčby pro všechny fototypy I - VI

NOVINKA! velké a mini elōs aplikátory umožňují efektivnější ošetření, dvojnásobně rychlé, lepší ergonomii a větší bezpečnost

Inteligentní systém zpětné vazby (IFS) zajišťuje přesný přenos radiofrekvenční energie pro konzistentní výsledky a vyšší bezpečnost bez ohledu na změny impedance kůže

Intuitivní uživatelské rozhraní s jednoduše použitelným průvodcem režimy léčby



UltraShape® V3 – tvarování těla ničením tukových buněk

Klinicky prokázáno – bezpečné a účinné s mnoha oponovanými publikacemi

Více než 400.000 ošetření provedeno po celém světě

Komfortní a jednoduché – „walk-in, walk-out“ ošetření

Měřitelné a viditelné dlouhodobé efekty již po dvou týdnech – rychlejší než kterákoliv jiná technologie na trhu

Bez modřin, otoků a rekonvalescence

Vyšší ziskovost než u jakýchkoliv jiných neinvazivních metod pro redukci tuku



VelaShape® III – systém pro neinvazivní tvarování těla

Systém pro celulitidu a tvarování těla – klinicky ověřeno více jak 10 lety

Nejprodávanějším neinvazivní ošetření těla – bezpečné a účinné, bez rekonvalescence

Synergické využití elōs technologie v kombinaci s vakuem pro konzistentní, opakovatelné a viditelné výsledky

Výkon až 150W pro lepší ohřev tkáně umožňuje rychlejší a intenzivnější ošetření

Dokonalé klinické výsledky, rychlejší doby ošetření, zvýšený RF výkon a důmyslný mechanismus zpětné vazby pro precizní zákrok se zvýšeným komfortem pacienta a bezpečností

Více než 10 milionů ošetření provedených každoročně s našimi přístroji

Přístroje & aplikace

	APLIKACE	PicoWay pikosekundový 1064 nm / 532 nm	Alex Trivantage ¹ Q-spínaný Alexandit / Nd:YAG	CO ₂ RE vícerežimový CO ₂	eLight IPL s elős technologií	elős Plus diodový & IPL s elős technologií	eTwo Sublime & Sublatuve RF technologie	Profound hloubková dermální remodelace	GentleLASE Alexandrit	GentleYAG Nd:YAG	GentleMax Nd:YAG / Alexandrit	VBeam Perfecta pulzní barvivový	VelaShape III infračervené světlo, elős, vakuum, masáž	UltraShape pulzní (netepelný) fokusovaný ultrazvuk
Tvarování těla	Zničení tukových buněk													•
	Neinvazivní tvarování těla												•	•
	Ošetření celulitidy												•	
Klinická dermatologie	Mateřská znaménka		•									•		
	Podlitiny ²											•		
	Hemangiomy								•	•	•	•		
	Projasnění pleti													
	Drobné kožní excize			•										
	Bradavice											•		
	Posttraumatické jizvy ³			•								•		
	Jizvy po akné			•		•	•					•		
	Rosacea									•	•	•		
Epilace	Redukce chlouků					•			•	•	•			
	Pseudofolliculitis barbae (PFB)									•	•			
Pigmentové léze	Hnědé skvrny	•	•						•		•	•		
	Névus Ota/Ito	•	•											
	Odstranění tetováže	•	•											
	Tetováže odolné laseru	•												
Rejuvenace kůže ⁴	Barevná korekce (pigmentová / cévní)	•	•	•	•	•			•		•	•		
	Laser Toning	•												
	Remodelace dermis							•						
	Redukce vrásek			•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Sublativní Rejuvenace™					•	•							
	Triniti (celková rejuvenace obličeje)					•								
	Jemný laserový peeling			•										
	Frakční ablativní skin resurfacing			•										
Tradiční skin resurfacing			•											
Cévní léze	Obličejové a pavoučkové žilky								•	•	•	•		
	Žilky na nohách					•			•	•	•			

(1) 755 nm ALEXLAZR je k dispozici na vybraných trzích

(2) Selektivně zaměřené na poraněné cévy

(3) Resurfacing kůže

(4) Omlazení kůže redukcí difúzní červeně a pigmentací

(5) Dodává se se dvěma vlnovými délkami 1064 nm a 755 nm nebo jako upgradovatelné systémy s jednou vlnovou délkou 1064 nm nebo 755 nm