



I N M O D E

aesthetic solutions



FRACTORA

by **INMODE**



BODYTITE

by **INMODE**



inmode

BE INNOVATIVE
BE INMODE

FORMA™ IPLUS™

RF REMODELACE
OBLIČEJE & TĚLA



FRACTORA™

FRAKČNÍ RF
OŠETŘENÍ KŮŽE



LUMECCA™

IPL
REJUVENACE KŮŽE



BodyFX™ / MiniFX™

NEINVAZIVNÍ RF
TVAROVÁNÍ TĚLA &
OŠETŘENÍ CELULITIDY



DIOLAZE™

RYCHLÉ
LASEROVÉ
ODSTRANĚNÍ
CHLOUPKŮ



KOMPLETNÍ
PŘEMĚNA TĚLA

FRACTORA® FRACTORA^V™

FRACTORA VYPLŇUJE MEZERU MEZI CO₂ LASEREM, FACELIFTINGEM A FRAKČNÍM LASEREM S MAXIMÁLNÍM ÚČINKEM A MINIMÁLNÍ DOBOU REKONVALESCENCE.



FORMA® \ PLUS® FORMA^V™

JEDINÉ AUTOMATICKY NASTAVOVANÉ TEPELNÉ OŠETŘENÍ KŮŽE PRO REMODELACI KOLAGENU A VYPNUTÍ KŮŽE OBLIČEJE, KRKU A NA TĚLE.



MINI^{fx}® BODY^{fx}®

NEINVAZIVNÍ OŠETŘENÍ CÍLENÉ NA TUK SE SOUČASNÝM VYPNUTÍM KŮŽE. ŘÍZENÉ ZAHŘÁTÍ S MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOSTÍ.



DESIGN DERMIS

- 3 různé koncovky pro různé konfigurace délky a hustoty pinů
- Ošetření v plném rozsahu hloubek s volitelnou frakční energií
- Ošetření středních a hlubokých vrásek i u fototypu VI
- Nízké riziko pozánětlivé hyperpigmentace
- Kratší rekonvalescence a snížené riziko vedlejších účinků
- Perfektní simultánní ošetření aktivního akné včetně cystického a jizev po akné
- Zlepšení přestavby elastinu a kolagenu s pozitivním vlivem na zdravotní stav ženy

Koncovka	60	24	24 potažené
Hloubka	Střední dermis	Plná hloubka dermis	Plná hloubka dermis
Konfigurace	10x6	6x4	6x4 potažené
Délka pinu	600 μ	2500 μ	2500 μ
Hloubka ablace	0,6–1 mm	3 mm	3 mm
Hloubka prohřátí	3–5 mm		
Max. energie	62 mJ/pin		
Frekvence	1 MHz		
Opakovací frekvence	do 2 pps		

MODELACE KOLAGENU

- Zajišťuje vynikající vypnutí kůže na těle a obličeji
- Delší tepelná expozice terapeuticky nejúčinnější energií
- Dokonalá stejnoměrnost tepelného působení se zvukovou zpětnou vazbou na vypínací teplotu
- Optimální bezpečnost, účinnost a opakovatelnost
- Forma-V pro optimalizovanou neinvazivní vaginální kontrakci
- Rychlejší doba ošetření

RF výstup	do 65 W
Výstupní frekvence	1 MHz
Vypínací teplota	Měření povrchové teploty v reálném čase nastavené obsluhou až do 43°C

NIČENÍ TUKU

- Jediné ošetření, které ošetřuje celulitidu a zmenšuje obvod současně s vypnutím kůže
- Zahnuje elektroporační energii ničící neinvazivně tuk
- Předehřátí tkáně snižuje práh selektivní apoptózy tukových buněk
- Sofistikované monitorování teploty a impedance tkáně
- Optimální cílová teplota kůže pro prevenci atrofického poškození
- Klinické studie s histologiemi a vědecky prokázanými výsledky

Podtlak	až do 360 mBar
RF výstup	BodyFx do 50W MiniFx do 25W
Výstupní frekvence	1 MHz
Vypínací teplota	Měření povrchové teploty v reálném čase nastavené obsluhou až do 43°C

DIOLAZEX^{xl}

VLAZE[®]

LUMECCA[®]

ULTRA RYCHLÝ DIODOVÝ
EPILAČNÍ LASER S 3PC
TECHNOLOGIÍ CHLAZENÍ
(PŘED, BĚHEM LASEROVÉHO
PULZU A PO) S VÝKONEM
A PULZACÍ DLE NEJNOVĚJŠÍHO
STAVU TECHNIKY.



NOVÝ ZLATÝ STANDARD EPILACE

- První systém s více vlnovými délkami pro velmi rychlou epilaci
- Tři volitelné aplikátory:
- 810 nm vysokorychlostní
- 755/810 nm pro jemné a světlé/blond chloupky
- 1064/810 nm pro tmavou kůži s černými/hnědými chloupky

Vlnová délka diodového laseru	810 nm 810 nm + 755 nm, 810 nm + 1064 nm
Velikost stopy	3cm ²
Hustota energie	do 40 J/cm ²
Délka pulzu	krátký 5-70 ms dlouhý 10-140 ms
Chlazený světlovod	5-12 °C
Opakovací frekvence	Jednotlivý pulz, 1-5 Hz, automatické opakování

RYCHLÝ, VÝKONNÝ A
ERGONOMICKÝ, OŠETŘUJE
CÉVNÍ LÉZE KOMFORTNĚ
A ÚČINNĚ PRO VŠECHNY
FOTOTYPY.



ODSTRANĚNÍ ŽILEK

- Odstraňuje teleangiektázie na nohách, pavoučkové névy a naevus flammeus
- Vhodné pro ošetření nohou i obličej
- Ergonomický aplikátor, lehký a uživatelsky příjemný
- Vlnová délka 1064 nm
- Vynikající chlazení minimalizující bolestivost
- Rychlé ošetření pulsem dlouhým 5-25 ms

Vlnová délka laseru	1064 nm
Velikost stopy	4 mm x 5 mm
Hustota energie	do 300 J/cm ²
Délka pulzu	5-25 ms

PŘEV RATNÉ IPL DODÁVÁ 3X
VÍCE ENERGIE V OBLASTI
VLNOVÝCH DÉLEK 500-600
NM, ZVÝŠUJE ÚČINNOST
ODSTRANĚNÍ ČERVENÝCH
A HNĚDÝCH SKVR.



IPL JAKO LASER

- 3 volitelné aplikátory:
- 515-1200 nm, 580-1200 nm,
- 580-1200 nm duální i pro epilaci
- Vysoká účinnost pro cévní a pigmentové léze
- Kompletní fotorejuvenace jedním až dvěma ošetřeními
- Intenzivně chladič safírový nástavec – bezbolestná procedura
- Nejvyšší špičkový výkon: 3300 W
- Rychlá opakovací frekvence pro všechna nastavení

Vlnová délka	
515 SR	515-1200 nm
580 SR, 580 HR/SR	580-1200 nm
Velikost stopy	30 mm x 10 mm
Hustota energie	10-30 J/cm ²
Délka pulzu	krátký/dlouhý
Chlazený světlovod	10°-25°C
Opakovací frekvence	1 Hz

Sestavte si svůj vlastní INMODE

Ženské intimní partie

- Zlepšení vaginální laxity
- Léčba stresové inkontinence
- Rejuvenace vnějšího genitálu
- Pubický tightening



FORMA V™ FRACTORA V™

Dermatologická platforma

- Aktivní akné a jizvy po akné
- Posttraumatické jizvy
- Hyperhidróza
- Teleangiektázie na nohách
- Pavoučkové névy
- Naevus flammeus
- Strie



VLAZE®



FRACTORA



FORMA

Tvarování těla

- Ošetření celulitidy
- Neinvazivní tvarování těla
- Destrukce tukových buněk
- Vypnutí kůže krku a paží
- Strie



BODY fx®
or
MINI fx®



PLUS®

Epilace

- Permanentní redukce chloupků
- Světlé chloupky
- Tmavé chloupky
- Jemné chloupky
- Ošetření tmavých fototypů kůže



DIOLAZExl®

- xl® 810
- xl® 755 / 810
- xl® 1064 / 810

Rejuvenace kůže

- Dermální remodelace
- Redukce vrásek
- Sublativní a ablativní rejuvenace
- Frakční ablativní resurfacing kůže
- Pigmentové a cévní léze



LUMECCA®

- 580 / 515
- 580 SR / HR



FORMA



FRACTORA

Chirurgické tvarování těla

- Minimálně invazivní RF lipolýza
- Chirurgické výsledky bez jizev
- Aplikátory BodyTite, NeckTite a FaceTite



RFAL aplikátory



FRACTORA

JOIN THE REVOLUTION

The list below is a segment of industry leaders using the truly innovative InMode technology

David Jack, MD

Serge Dahan, MD

Nicola Willis, MD

Pier Paolo Rovatti, MD

Cesar Arroyo, MD

Salvatore Pagano, MD

Pablo Naranjo, MD

Lila Bratani, MD

Mathew Avram, MD

Edward Ross Jr., MD

Andrew Nelson, MD

Judith Hellman, MD

Stephen Eubanks, MD

David Goldberg, MD

Dennis Hurwitz, MD

Diane Duncan, MD

Michael Gold, MD

Natalie Curcio, MD

Arisa Ortiz, MD

...and more!



INMODE®

aesthetic solutions

www.inmodemd.com



MediCom a.s.

Ženiškova 1674, 149 00 Praha 4

tel.: 271 001 520

e-mail: markmed@medicom.cz

www.medicom.cz